




Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

BRONCOSCOPIA END- BRON/05

Rev: 00

Elaborado por:  Audrey Monteiro Enfermeira COREN 98.223	Verificado por:  Gláuciane Neves FRC COREN 98226	Aprovado por:  CECON Dr. Thiago S. Peiva Coord. Serv. Endoscopia CRM-AM 3794
--	---	--

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP			Página: 1 de 2
Código END - /BRON-05	Data Emissão JUNHO/2018	Data de Vigência 2018/2020	Próxima Revisão JUNHO/2020	Revisão 00
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA				
ASSUNTO: BRONCOSCOPIA				
1. Objetivo:				
1.1 - Visualizar, para investigação Diagnóstica através de biópsia;				
2.1 - Controle pós-cirurgia/ Tratamento;				
2. Considerações Gerais:				
2.1. Suspensão do Exame: - Paciente sem acompanhante, falta de exame de imagem Jejum, estado clínico (hipertensão arterial) e etc.				
3. Materiais Necessários:				
3.1. Tubo Endoscópico;				
3.2. Pinça para Biópsia;				
3.3. 01 Torre contendo: (Monitor, processadora, printer);				
3.4. Monitor Multiparamétrico;				
3.5. Rede de gases funcionando;				
3.6. Computador para emissão de laudos;				
3.7. Mesa auxiliar, cadeira e mesa de escritório;				
3.8. Maca com rodízio e proteção lateral;				
3.9. EPI;				
3.10. Sistema IDOCTOR.				
3.11. Insumos (seringas, frasco coletores fechados Bronquinho).				

Responsável: MÉDICO E EQUIPE DE ENFERMAGEM	4. PROCEDIMENTO <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepcionar o paciente (na recepção) e confirmar presença de acompanhante; 2. Encaminhar o paciente à Sala de observação; 3. Verificar sinais vitais (PA/P/SPO2); 4. Encaminhar o paciente à Sala de exames; 5. Administrar medicação em protocolo (lidocaína spray), ou seguir orientação do médico broncoscopista. 6. Orientar, posicionar o paciente na mesa de exames (decúbito dorsal); 7. Monitorizar o paciente; 8. Auxiliar o profissional médico durante o procedimento; 9. Ao término do exame, retirar a monitorização do paciente e encaminhá-lo à Sala de observação; 10. Quando estável (paciente), encaminhar a recepção para receber laudo; 	
	. PROCEDIMENTO SALA DE EXAME: <ol style="list-style-type: none"> 11. Imediatamente ao ser retirado do paciente, com o aparelho conectado na fonte de luz, aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal. Limpar com compressa o tubo de inserção retirando o excesso de secreção; 12. Acionar o canal de ar/água, alternadamente por 15 segundos prevenindo a obstrução deste canal; 13. Retirar o Aparelho da fonte elétrica, conectando a seguir a tampa de proteção da parte elétrica; 	
	<ol style="list-style-type: none"> 14. Levar o aparelho para o EXPURGO protegido em recipiente com tampa. 	
	5. SIGLAS E ABREVIATURAS EDA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA BRON: BRONCOSCOPIA	
Sigla BRON	Revisão 00	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.