

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Colocação de Dispositivo para Incontinência Urinária Masculina

CCIH-CDIUM/044

Rev: 01

Elaborado por: <i>Glauciane Neves</i> Enfermeira COREN 48226	Verificado por: FUND. CENTRO DE ONCOLOGIA - FCECON <i>Enfa. Michele Custódio S. Albuquerque</i> Gerente de Enfermagem COREN 167318	Aprovado por: <i>Marielle Colares Magalhães Martins</i> Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente - FCECON
---	--	---

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP			Página: 1 de 2
Código CCIH -CDIUM/044	Data Emissão JUNHO/2017	Data de Vigência 2017/2019	Próxima Revisão JUN/2019	Revisão 01
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH				
ASSUNTO: COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA				
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1. Realizar controle de diurese em pacientes com incontinência urinaria ou com alteração do nível de consciência.</p>				
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1. Atentar para não garrotear o pênis do paciente ao instalar o dispositivo ou fazer a sua fixação.</p> <p>2.2. Observar presença de lesões.</p> <p>2.3. Trocar dispositivo diariamente após o banho.</p>				
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1. Bandeja;</p> <p>3.2. Luvas de procedimento;</p> <p>3.3. Dispositivo para incontinência urinária masculina;</p> <p>3.4. Bolsa coletora;</p> <p>3.5. Esparadrapo ou fita hipoalergênica;</p> <p>3.6. Gaze;</p> <p>3.7. Papel-toalha;</p> <p>3.8. Barbeador descartável;</p> <p>3.9. Água e sabão.</p>				

<p style="text-align: center;">Responsável Enfermeiro</p>	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Preparar material necessário em uma bandeja para o procedimento;</p> <p>4.2. Higienizar as mãos;</p> <p>4.3. Levar material para o leito do paciente;</p> <p>4.4. Promover privacidade do paciente, colocando biombo;</p> <p>4.5. Orientar paciente sobre o procedimento;</p> <p>4.6. Posicionar paciente em decúbito dorsal;</p> <p>4.7. Calçar luvas de procedimento;</p> <p>4.8. Realizar higiene íntima do paciente e, se necessário, cortar excesso de pêlos próximos ao local de fixação do dispositivo;</p> <p>4.9. Desenrolar o dispositivo para incontinência urinária e fixar à coxa;</p> <p>4.10. Retirar luvas de procedimento;</p> <p>4.11. Deixar paciente confortável;</p> <p>4.12. Recolher material, mantendo leito organizado;</p> <p>4.13. Encaminhar bandeja para CME.</p> <p>4.14. Higienizar as mãos;</p> <p>4.15. Checar prescrição médica;</p> <p>4.16. Registrar procedimento realizado no prontuário do paciente.</p>	
<p>Sigla CDIUM</p>	<p>Revisão 01</p>	<p>Página 2 de 2</p>

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem: guia prático**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.