

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>	<b>Página:</b> 1 de 2
<b>ÁREA EMITENTE:</b> SERVIÇO DE ENDOSCOPIA		
<b>ASSUNTO:</b> VIDEO LARINGOSCOPIA		
<b>1. Objetivo:</b>		
1.1 Visualização das vias aéreas (nariz, laringe, faringe e cordas vocais), para diagnóstico e controle pós cirurgia		
<b>2. Considerações Gerais:</b>		
2.1. Suspensão do Exame: - Paciente sem acompanhante, estado clínico (hipertensão arterial) e etc.		
<b>3. Materiais Necessários:</b>		
3.1. 01 torre contendo: (01 monitor, 01 Câmera de vídeo, 01 processadora, 01 printer),		
3.2. Pinças para biópsia,		
3.3 Tubo para laringoscópio,		
3.4 Computador para emissão de laudos,		
3.5 Mesa auxiliar, cadeira e mesa de escritório,		
3.6 Mesa ginecológica,		
3.7 EPI,		
3.8 Sistema IDOCTOR.		
<b>Responsável:</b> MÉDICO E EQUIPE DE ENFERMAGEM	<b>PROCEDIMENTO</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recepcionar o paciente (na recepção) e confirmar a presença de acompanhante, e identificação do paciente;</li> <li>2. Encaminhar o paciente à Sala de Observação;</li> <li>3. Verificar sinais vitais (PA/P/SPO2);</li> <li>4. Encaminhar a paciente à Sala de exame;</li> <li>5. Administrar medicação e seguir orientação do médico laringoscopista;</li> <li>6. Orientar e posicionar o paciente na mesa de exame (decúbito dorsal);</li> <li>7. Monitorizar o paciente;</li> <li>8. Auxiliar o profissional médico durante o exame;</li> <li>9. Ao término do exame, retirar monitorização do paciente e encaminhá-lo à Sala de observação;</li> <li>10. Quando estável (paciente), encaminhar a recepção para receber laudo.</li> </ol> <p><b>SALA DE EXAME:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Imediatamente ao ser retirado do paciente, com o aparelho conectado na fonte de luz, aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal. Limpar com compressa o tubo de inserção retirando o excesso de secreção;</li> <li>12. Acionar o canal de ar/água, alternadamente por 15 segundos prevenindo a obstrução deste canal;</li> </ol>	

<b>Responsável:</b> MÉDICO E EQUIPE DE ENFERMAGEM	<p><b>13.</b> Retirar o Aparelho da fonte elétrica, conectando a seguir a tampa de proteção da parte elétrica;</p> <p><b>14.</b> Levar o aparelho para o EXPURGO protegido em recipiente com tampa.</p>
	<p><b>5. SIGLAS E ABREVIATURAS</b></p> <p><b>END:</b> ENDOSCOPIA</p> <p><b>VLAR:</b> VÍDEO LARINGOSCOPIA</p>
<b>Sigla</b> VLAR	<b>Página</b> 2 de 2

**REFERÊNCIAS:**

**BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE.** Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

**FERRARI, Angelo P. Jr.** TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP VÍDEO LARINGOSCOPIA END- VLAR/12

**Rev: 03**

<b>Código</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data de Vigência</b>	<b>Próxima Revisão</b>	<b>Revisão</b>
END – VLAR/12	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por:  <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Verificado por:  <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Aprovado por:  <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
---	--	---