

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 1
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH		
ASSUNTO: COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA (CULTURA DE FEZES)		
1. Objetivo: 1.1 Isolamento rotineiro de espécies de interesse médico como: <i>Salmonella</i> sp, <i>Shigella</i> sp, <i>Campylobacter</i> sp etc.		
2. Considerações Gerais: 2.1 Fechar bem o frasco e agitar o material; 2.2 Se a amostra não for entregue no laboratório em uma hora, conservar em geladeira a 4 graus, no máximo por um período de 12 horas. Marcar o horário da coleta.		
3. Materiais Necessários: 3.1. Frasco estéril contendo o meio para transporte; 3.2. Equipamento de proteção individual; 3.3. Luvas de procedimento.		
Responsável Técnico ou auxiliar de enfermagem	4. PROCEDIMENTO 4.1. Coletar as fezes e colocar em um frasco contendo o meio para transporte (Cary Blair), fornecido pelo laboratório, em quantidade equivalente a uma colher de sobremesa. Preferir sempre as porções mucosas e sanguinolentas. 4.2. Coleta de swab retal: <ol style="list-style-type: none"> a. Usar swab de algodão, certificando-se que a ponta da haste que suporta o algodão está bem revestida; b. Umedecer o swab em solução salina estéril (não use gel lubrificante) e inserir no esfíncter retal, utilizando movimentos rotatórios; c. Ao retirar, certifique-se que existe coloração fecal no algodão. O número de swab depende do tipo de investigação solicitada. 	
Sigla CFC	Página 1 de 1	

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem:** guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Coleta de Fezes para Coprocultura (Cultura de Fezes) CCIH-CFC/034

Rev:03

Código CCIH – CFC/034	Data Emissão JANEIRO/2023	Data de Vigência 2023/2025	Próxima Revisão JANEIRO/2025	Revisão 03
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------

Elaborado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCIH</i> <i>COREN:98226</i>	Verificado por: <i>Shirley Fragozo Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
--	---	--