

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE		
ASSUNTO: CONTROLE DE GLICOSÚRIA E CETONÚRIA		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1. Detectar presença excessiva de açúcar e cetonas na urina, através de fitas reagentes.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1. A urina retida na bexiga por várias horas não reflete corretamente o teor de glicose e corpos cetônicos no momento do exame.</p> <p>2.2. Nunca utiliza a primeira urina do dia (coletar amostra recém-eliminada);</p> <p>2.3. Para pacientes acamados, oferecer comadre ou papagaio;</p> <p>2.4. Orientar paciente a chamar imediatamente a equipe de enfermagem após urinar, sem desprezar a urina;</p> <p>2.5. Verificar o prazo de validade das fitas;</p> <p>2.6. Os horários antes das refeições são os mais indicados para a realização do exame;</p> <p>2.7. A contagem do tempo deve ser exata;</p> <p>2.8. Valor normal esperado: ausência de glicose e cetonas na urina.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1. Bandeja;</p> <p>3.2. Luvas de procedimento;</p> <p>3.3. Fita reagente;</p> <p>3.4. Cuba-rim.</p>		
Responsável Enfermeiro	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Reunir material necessário;</p> <p>4.2. Higienizar as mãos;</p> <p>4.3. Levar o material para o leito do paciente;</p> <p>4.4. Explicar procedimento ao paciente;</p> <p>4.5. Calçar luvas de procedimento;</p>	

<p style="text-align: center;">Responsável Enfermeiro</p>	<p>4.6. Solicitar ao paciente que forneça uma amostra de urina ou obtê-la diretamente da sonda vesical;</p> <p>4.7. Mergulhar a fita diagnóstica na urina;</p> <p>4.8. Seguir as orientações dadas pelo fabricante;</p> <p>4.9. Comparar a cor obtida na fita reagente com a escala que consta na embalagem do produto;</p> <p>4.10. Fazer a leitura do valor corresponde e memorizá-lo;</p> <p>4.11. Despejar a urina no vaso sanitário;</p> <p>4.12. Encaminhar o material permanente para o expurgo;</p> <p>4.13. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e passar álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 0,5%;</p> <p>4.14. Retirar luvas de procedimentos;</p> <p>4.15. Higienizar as mãos;</p> <p>4.16. Checar procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente.</p>
<p>Sigla CGC</p>	<p>Página 2 de 2</p>

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. **Fundamentos de Enfermagem**. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Controle de Glicosúria e Cetonúria GE-CGC/050

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
GE-CGC/050	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---