

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 1
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE		
ASSUNTO: ESWAZIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM A VÁCUO SANFONADO (PORTOVAC)		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1 Compressão do dispositivo sanfonado a fim de criar uma pressão negativa, favorecendo a manutenção do vácuo;</p> <p>1.2 Retirada de secreções em feridas cirúrgica.</p>		
<p>2. Materiais Necessários:</p> <p>2.1 Luva de procedimento;</p> <p>2.2 Frasco graduado;</p> <p>2.3 Soro Fisiológico.</p>		
Responsável: Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem	<p>3. PROCEDIMENTO</p> <p>3.1 Para esvaziar o reservatório</p> <p>3.1.1 Higienizar as mãos;</p> <p>3.1.2 Calçar as luvas;</p> <p>3.1.3 Pinçar a extensão da conexão do dreno;</p> <p>3.1.4 Abrir a tampa do reservatório;</p> <p>3.1.5 Desprezar o conteúdo coletado do reservatório em um frasco graduado, observando cor, aspecto e quantidade;</p> <p>3.1.6 Lavar frasco com Soro Fisiológico;</p> <p>3.1.7 Estabelecer o vácuo novamente;</p> <p>3.1.8 Despinçar a extensão da conexão do dreno;</p> <p>3.1.9 Desprezar o material drenado no vaso sanitário do paciente e lavar o frasco graduado;</p> <p>3.1.10 Retirar as luvas e higienizar as mãos;</p> <p>3.1.11 Realizar as anotações de enfermagem no prontuário.</p> <p>3.2 Para estabelecer o vácuo</p> <p>3.2.1 Higienizar as mãos;</p> <p>3.2.2 Calçar as luvas;</p> <p>3.2.3 Pinçar a extensão da conexão do dreno;</p> <p>3.2.4 Abrir a tampa do reservatório;</p> <p>3.2.5 Pressionar o reservatório de encontro a uma superfície rígida, com auxílio de ambas as mãos;</p> <p>3.2.6 Fechar a tampa do reservatório, ainda pressionando com as mãos;</p> <p>3.2.7 Despinçar a extensão da conexão do dreno.</p>	
Sigla EMSDV	Página 1 de 1	

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M. I. S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

CRUZ, A. P. (org.) **Curso Didático de Enfermagem**: Módulo 1. São Paulo: Yendis Editora, 2006.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Esvaziamento e Manutenção do Sistema de Drenagem a Vácuo Sanfonado (PORTOVAC) GE – EMSDV/053

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
GE – EMSDV/053	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---