

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM – GE		
ASSUNTO: OXIGENOTERAPIA POR MÁSCARA DE VENTURI (ALTO FLUXO).		
1. Objetivo: 1.1. Fornecer aporte de oxigênio (24% a 50%) em concentrações precisas, seguras e controladas.		
2. Considerações Gerais: 2.1. A máscara de Venturi precisa estar bem ajustada à face, para que se obtenha o resultado desejado. 2.2. Em casos de Insuficiência respiratória, deve-se deixar preparado material para intubação endotraqueal. 2.3. O sistema de nebulização deve ser trocado a cada 24 horas. 2.4. Atentar para risco de intoxicação por altas concentrações de oxigênio ou por umidificação inadequada.		
3. Materiais Necessários: 3.1. Bandeja; 3.2. Máscara de Venturi; 3.3. Válvulas coloridas com diferentes concentrações (24%, 28%, 31%, 35%, 40% e 50%); 3.4. Extensão plástica corrugada (Traquéia); 3.5. Fonte de oxigênio, 3.6. Fluxômetro; 3.7. Umidificador; 3.8. Água destilada; 3.9. Luvas de procedimento.		

<p style="text-align: center;">Responsável Enfermeiro/ Técnico ou Auxiliar de Enfermagem</p>	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Conferir a prescrição médica;</p> <p>4.2. Reunir material na bandeja e levar junto ao paciente;</p> <p>4.3. Explicar procedimento ao paciente;</p> <p>4.4. Higienizar as mãos;</p> <p>4.5. Colocar paciente em posição de semi-fowler ou Fowler (30° a 45°);</p> <p>4.6. Calçar luvas de procedimento;</p> <p>4.7. Limpar narinas do paciente com gazes umedecidas em SF 0,9%;</p> <p>4.8. Montar umidificador, colocar água destilada até o nível indicado no recipiente, e conectar cateter;</p> <p>4.9. Colocar a máscara sobre o nariz, a boca e o queixo do paciente (se necessário colocar gaze entre a máscara e face para garantir vedação) e ajustar com a faixa elástica em torno da cabeça de maneira confortável;</p> <p>4.10. Observar os sinais vitais (Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e Frequência Respiratória);</p> <p>4.11. Retirar as luvas de procedimento;</p> <p>4.12. Higienizar as mãos;</p> <p>4.13. Chegar e registrar em prontuário o procedimento realizado.</p>
<p>Sigla OMV</p>	<p>Página 2 de 2</p>

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Oxigenoterapia por Máscara de Venturi (Alto Fluxo) GE – OMV/075

Rev: 03

Código GE – OMV/075	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---