

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 007 – SCIH – FCECON Página: 1/2	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA (CULTURA DE FEZES)	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: CCPC

Elaboração: Enfª Marielle Colares Magalhães Martins Coordenadora da CCIH	
Revisão: Drª Silvia Souza Infectologista da CCIH	
Aprovação: Drª Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira Diretora Técnica da Fcecon	

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 007 – SCIH - FCECON Página: 2/2	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA (CULTURA DE FEZES)	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: CCPC

1. OBJETIVOS:

1.1. Isolamento rotineiro de espécies de interesse médico como: *Salmonella sp*, *Shigella sp*, *Campylobacteres sp* etc.

2. FINALIDADES:

- 2.1. Fechar bem o frasco e agitar o material;
- 2.2. Se a amostra não for entregue no laboratório em uma hora, conservar em geladeira a 4 graus, no máximo por um período de 12 horas. **Marcar o horário da coleta.**

3. MATERIAIS:

- 3.1. Frasco estéril contendo o meio para transporte;
- 3.2. Equipamento de proteção individual;
- 3.3. Luvas de procedimento.

4. RESPONSÁVEL:

- 4.1. Enfermeiro (a);
- 4.2. Técnico (a) de Enfermagem.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

- 5.1. Coletar as fezes e colocar em um frasco contendo o meio para transporte (Cary Blair), fornecido pelo laboratório, em quantidade equivalente a uma colher de sobremesa (10ml). Preferir sempre as porções mucosas e sanguinolentas.
- 5.2. Coleta de swab retal:
 - Usar swab de algodão, certificando-se que a ponta da haste que suporta o algodão está bem revestida;
 - Umedecer o swab em solução salina estéril (não use gel lubrificante) e inserir no esfíncter retal, utilizando movimentos rotatórios;
- 5.3. Ao retirar, certifique-se que existe coloração fecal no algodão. O número de swab depende do tipo de investigação solicitada.

6. REFERÊNCIA:

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.