

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>	<b>Página:</b> 1 de 2
<b>ÁREA EMITENTE:</b> GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE		
<b>ASSUNTO:</b> VERIFICAÇÃO DE PULSO APICAL		
<b>1. Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Checar o resultado do controle de pulso;</li> <li>1.2 Detectar arritmias cardíacas.</li> </ul>		
<b>2. Considerações Gerais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Compare o valor obtido no controle do pulso periférico e comunique discrepâncias á enfermeira ou ao médico;</li> <li>2.2 O paciente deve estar tranquilo, sem fatores estressores;</li> <li>2.3 A frequência normal, para paciente adulto, varia: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. De 60 a 100bpm (normadia)</li> <li>b. &lt;60bpm: bradicardia</li> <li>c. &gt;100bpm: taquicardia.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>3. Materiais necessários:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Bandeja;</li> <li>3.2 relógio com ponteiro de segundos;</li> <li>3.3 estetoscópio;</li> <li>3.4 algodão;</li> <li>3.5 álcool 70%;</li> <li>3.6 caneta;</li> <li>3.7 papel.</li> </ul>		
	<b>4. PROCEDIMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Higienizar as mãos;</li> <li>4.2 Preparar material necessário para realização do procedimento;</li> <li>4.3 Explicar procedimento ao paciente;</li> <li>4.4 Posicionar paciente confortavelmente;</li> </ul>	

<p style="text-align: center;"><b>Responsável</b> Enfermeiro(a), técnico de enfermagem</p>	<p>4.5 Realizar assepsia das olivas e do diafragma do estetoscópio com algodão embebido com álcool a 70%;</p> <p>4.6 Colocar diafragma do estetoscópio na palma da mão por 5 a 10 segundos, para aquecer o diafragma e não assustar o paciente;</p> <p>4.7 Colocar diafragma do estetoscópio no tórax, entre o 2º e o 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular;</p> <p>4.8 Auscultar e contar os batimentos cardíacos por 60 segundos;</p> <p>4.9 Realizar novamente a assepsia das olivas e do diafragma;</p> <p>4.10 Guardar material;</p> <p>4.11 Higienizar as mãos;</p> <p>4.12 Checar procedimento realizado, registrando valor, ritmo e amplitude de pulso no prontuário do paciente.</p>
<p><b>Sigla</b> VPA</p>	<p><b>Página</b> 2 de 2</p>

REFERÊNCIA

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. Fundamentos de enfermagem. 7ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP Verificação de Pulso Apical GE- VPA/099

**Rev: 03**

<b>Código</b> GE- VPA/099	<b>Data Emissão</b> SETEMBRO/2023	<b>Data de Vigência</b> 2023/2026	<b>Próxima Revisão</b> SETEMBRO/2026	<b>Revisão</b> 03
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <b><i>Lorena Barros da Silveira</i></b> <b><i>Especialista em Oncologia</i></b> <b><i>COREN- 342855</i></b>	Verificado por: <b><i>Fabiana Souza Moreira</i></b> <b><i>Sub-gerente de Enfermagem</i></b> <b><i>COREN:89315</i></b>	Aprovado por: <b><i>Shirley Fragoso Monteiro</i></b> <b><i>Chefe de Departamento de</i></b> <b><i>Enfermagem</i></b> <b><i>COREN: 98228</i></b>
---	--	---